

Orthetik - Bestellformular

SERVICEFERTIGUNG/SilPreg®TECHNOLOGIE

Informationen zur Bestellung

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____ Fax: _____

Informationen zur Versorgung

Patientenkennung: _____

Auswahl Orthesenart:

- 1S060=2** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon kurz **1S061=3** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon lang
 1S060=1 Unterarm Handorthese aus Silikon kurz **1S061=1** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang
 1S060=1A Unterarm Handorthese aus Silikon kurz ANTIHAFT **1S061=1A** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang ANTIHAFT
 1S062=1 Unterarm Handorthese aus Silikon mit Fingerhülse **1S061=2** Unterarm Handorthese aus Silikon lang ohne Verschluss
 1S063=1 Fingerkorrekturhülse aus Silikon

Ausführungsdetails / Orthese

Verschluss:

Farbe: haut weiß schwarz blau marineblau rot pink (neon) grün (neon) jägergrün gelb orange braun

Breite: 20mm 25mm 30mm 35mm 45mm 50mm (Position nach Anzeichnung)

Farbe Orthese:

grau schwarz blau orange haut rot gelb grün lila pink RAL-Angabe: _____

Verschluss technik:

Standard

- Orthese mit Lasche
 Klettverschluss
 Umlenkschlaufe medial

Benutzerdefiniert

- Orthese mit Lasche
 Klettverschluss
 zirkulär / elastischer Gurt
 Umlenkschlaufe beidseitig ⁽¹⁾
 Umlenkschlaufe lateral
 Auflieger (Klett) ⁽²⁾
 medial lateral

Orthese geschlossen

Material Orthese:

Standard

- 35° ⁽⁴⁾ in 2 mm $\leftarrow \dots$ Shorehärte Orthese $\dots \rightarrow$
 65° ⁽⁵⁾ in 2 mm $\leftarrow \dots$ Verstärkung $\dots \rightarrow$

Benutzerdefiniert

- 20° ⁽³⁾ 35° ⁽⁴⁾ 65° ⁽⁵⁾ 80° ⁽⁶⁾ _____ mm
 65° ⁽⁵⁾ 80° ⁽⁶⁾ _____ mm Prepreg Carbon Dyneema

Verstärkungen nach Anzeichnung

Antihafbeschichtung

Anmerkung:

Fertigungszeit: Standard ⁽⁷⁾ Express ⁽⁸⁾

Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Guenther Bionics gelesen und akzeptiert.

Ort, Datum: _____ Unterschrift / Firmenstempel: _____

(1) medial + lateral; (2) Klettband im Silikon;
 (3) 20°: sehr weich; (4) 35°: weich; (5) 65°: fest; (6) 80°: sehr fest;
 (7) max. 10 Werktage;
 (8) max. 3 Werktage ab Posteingang bei Guenther Bionics / 25% Kosten-Zuschlag