

## Orthetik - Bestellformular

SERVICEFERTIGUNG/SilPreg®TECHNOLOGIE

### Informationen zur Bestellung

Firma: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

### Informationen zur Versorgung

Patientenkennung: \_\_\_\_\_

#### Auswahl Orthesenart:

- 1S060=2** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon kurz     **1S061=3** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon lang  
 **1S060=1** Unterarm Handorthese aus Silikon kurz     **1S061=1** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang  
 **1S060=1A** Unterarm Handorthese aus Silikon kurz ANTIHAFT     **1S061=1A** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang ANTIHAFT  
 **1S062=1** Unterarm Handorthese aus Silikon mit Fingerhülse     **1S061=2** Unterarm Handorthese aus Silikon lang ohne Verschluss  
 **1S063=1** Fingerkorrekturhülse aus Silikon

### Ausführungsdetails / Orthese

#### Verschluss:

Farbe:  haut  weiß  schwarz  blau  marineblau  rot  pink (neon)  grün (neon)  jägergrün  gelb  orange  braun  
 Breite:  20mm  25mm  30mm  35mm  45mm  50mm (Position nach Anzeichnung)  
 Reißverschluss nach Anzeichnung

#### Farbe Orthese:

grau  schwarz  blau  orange  haut  rot  gelb  grün  lila  pink  RAL-Angabe: \_\_\_\_\_

#### Verschluss technik:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Standard</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Orthese mit Lasche<br><input checked="" type="checkbox"/> Klettverschluss<br><input checked="" type="checkbox"/> Umlenkschlaufe medial | <input type="checkbox"/> <b>Benutzerdefiniert</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Orthese mit Lasche<br><input checked="" type="checkbox"/> Klettverschluss<br><input type="checkbox"/> zirkulär / elastischer Gurt<br><input type="checkbox"/> Umlenkschlaufe beidseitig <sup>(1)</sup><br><input type="checkbox"/> Umlenkschlaufe lateral<br><input type="checkbox"/> Auflieger (Klett) <sup>(2)</sup><br>└─ <input type="checkbox"/> medial <input type="checkbox"/> lateral | <input type="checkbox"/> <b>Orthese geschlossen</b><br><input type="checkbox"/> <b>Orthese halb geschlossen (nach Anzeichnung)</b> |
|--|--|--|

#### Material Orthese:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Standard</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 35° <sup>(4)</sup> in 2 mm    ←····Shorehärte Orthese····→<br><input checked="" type="checkbox"/> 65° <sup>(5)</sup> in 2 mm    ←········Verstärkung········→ | <input type="checkbox"/> <b>Benutzerdefiniert</b><br><input type="checkbox"/> 20° <sup>(3)</sup> <input type="checkbox"/> 35° <sup>(4)</sup> <input type="checkbox"/> 65° <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> 80° <sup>(6)</sup> _____ mm<br><input type="checkbox"/> 65° <sup>(5)</sup> <input type="checkbox"/> 80° <sup>(6)</sup> _____ mm <input type="checkbox"/> Prepreg Carbon <input type="checkbox"/> Dyneema |
|---|--|

Verstärkungen nach Anzeichnung

- Antihafbeschichtung     individuelles Gelpolster nach Anzeichnung

#### Anmerkung:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Fertigungszeit:  Standard <sup>(7)</sup>    Express <sup>(8)</sup>

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift <sup>(9)</sup> / Firmenstempel: \_\_\_\_\_

(1) medial + lateral; (2) Klettband im Silikon;  
 (3) 20°: sehr weich; (4) 35°: weich; (5) 65°: fest; (6) 80°: sehr fest;  
 (7) max. 10 Werktage; (8) max. 3 Werktage ab Posteingang bei Guenther Bionics / 25% Kosten-Zuschlag (9) Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Guenther Bionics gelesen und akzeptiert.