

UE - Orthetik - Bestellformular

SERVICEFERTIGUNG / SilPreg® TECHNOLOGIE

Informationen zur Bestellung

Firma: _____ Ansprechpartner: _____

Tel.: _____ Fax: _____

Informationen zur Versorgung

Patientenkennung: _____

Anfertigung aus digitalisierten Daten: nein ja

Datum der digitalisierten Versorgung: _____

Auswahl Orthesenart:

1S070=3 Testorthese Fußorthese aus HTV Silikon

1S071=1 ICP Badeschuh aus HTV Silikon

1S070=1 Fußorthese aus HTV Silikon geschlossen

1S072=1 Zehenkorrekturhülse aus Silikon

1S070=2 Fußorthese aus HTV Silikon mit Verschuß

Ausführungsdetails / Orthese

Verschuß:

Farbe: haut weiß schwarz blau marineblau rot pink (neon) grün (neon) jägergrün gelb orange braun

Breite: 20mm 25mm 30mm 35mm 45mm 50mm (Position nach Anzeichnung)

Reißverschluss nach Anzeichnung Gurt mit Silikonauflage Glitzereinarbeitung in die Orthese

Farbe Orthese⁽¹⁰⁾:

grau schwarz blau orange haut rot gelb grün lila pink RAL-Angabe: _____

Ausführung:

Standard

Orthese mit Lasche

Klettverschuß

Umlenkschleufe medial

Material der Orthese:

Shorehärte Orthese: 65°⁽⁵⁾ in 2 mm

Verstärkung: (nach Anzeichnung) 65°⁽⁵⁾ in 2 mm

Benutzerdefiniert

Orthese mit Lasche

Klettverschuß

zirkulär / elastischer Gurt

Umlenkschleufe beidseitig⁽¹⁾

Umlenkschleufe lateral

Auflieger (Klett)⁽²⁾

medial lateral

Material der Orthese:

Shorehärte Orthese:

20°⁽³⁾ 35°⁽⁴⁾ 65°⁽⁵⁾ 80°⁽⁶⁾ _____ mm

Verstärkung: (nach Anzeichnung)

65°⁽⁵⁾ 80°⁽⁶⁾ _____ mm Prepreg Carbon Dyneema

Antihafbeschichtung

individuelles Gelpolster nach Anzeichnung

Digitalisierung:

Soll die zu fertigende Orthese digitalisiert werden: ja nein

Anmerkung:

Fertigungszeit: Standard⁽⁷⁾ Express⁽⁸⁾

Ort, Datum: _____ Unterschrift⁽⁹⁾ / Firmenstempel: _____

(1) medial + lateral; (2) Klettband im Silikon; (3) 20°: sehr weich; (4) 35°: weich; (5) 65°: fest; (6) 80°: sehr fest; (7) max. 10 Werktagen;

(8) max. 3 Werktagen ab Posteingang bei Guenther Bionics / 5 Werktagen bei Antihaf Beschichtung / 25% Kosten-Zuschlag

(9) Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Guenther Bionics gelesen und akzeptiert.

(10) Zweifarbig und Anfertigung nach RAL-Angabe sind mit Mehrkosten verbunden.