

OE - Orthetik - Bestellformular

SERVICEFERTIGUNG / SilPreg® TECHNOLOGIE

Milwaukee TF Shaft

Informationen zur Bestellung

Firma: _____ Ansprechpartner: _____
Tel.: _____ Fax: _____

Prothesentechnik

Informationen zur Versorgung

Patientenkennung: _____
Anfertigung aus digitalisierten Daten: nein ja Datum der digitalisierten Versorgung: _____

Auswahl Orthesenart:

- 1S060=2** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon kurz **1S061=3** Testorthese Unterarm Handorthese aus Silikon lang
 1S060=1 Unterarm Handorthese aus Silikon kurz **1S061=1** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang
 1S060=1A Unterarm Handorthese aus Silikon kurz ANTIHAFT **1S061=1A** Unterarm Handorthese aus HTV Silikon lang ANTIHAFT
 1S062=1 Unterarm Handorthese aus Silikon mit Fingerhülse **1S061=2** Unterarm Handorthese aus Silikon lang ohne Verschluss
 1S063=1 Fingerkorrekturhülse aus Silikon

Prepregtechnik

Ausführungsdetails / Orthese

Verschluss:

Farbe: haut weiß schwarz blau blau rot pink (neon) grün (neon) grün gelb orange braun

Breite: 20mm 25mm 30mm 35mm 45mm 50mm (Position nach Anzeichnung)

Ohne Angabe der Breite und Anzahl der Verschlüsse wird die Standardausführung angebracht.

Haptik Silikon:

Matt/Struktur glänzend

Farbe Orthese:⁽¹⁰⁾

grau schwarz blau orange haut rot gelb grün lila pink RAL-Angabe: _____

Silikontechnik

Ausführung:

Standard

- Orthese mit Lasche
 Klettverschluss
 Umlenkschleufe medial

Material der Orthese:

- Shorehärte Orthese: 35°⁽⁴⁾ in 2 mm
 Verstärkung: (nach Anzeichnung) 65°⁽⁵⁾ in 2 mm

Benutzerdefiniert

- Orthese mit Lasche Orthese geschlossen
 Klettverschluss Orthese halb geschlossen (nach Anzeichnung)
 zirkulär / elastischer Gurt
 Umlenkschleufe beidseitig⁽¹⁾
 Umlenkschleufe lateral
 Aufleger (Klett)⁽²⁾
└─ medial lateral

Material der Orthese:

- Shorehärte Orthese:
 20°⁽³⁾ 35°⁽⁴⁾ 50°⁽⁵⁾ _____ mm
Verstärkung: (nach Anzeichnung)
 65°⁽⁵⁾ 80°⁽⁶⁾ _____ mm Prepreg Carbon Dyneema

Verbrauchsmaterialien

Antihafbeschichtung 1S01=1 Gelpolster nach Anzeichnung 1S06=3 Stifthalterung 1S06=4

Servicefertigung

Digitalisierung:

Soll die zu fertigende Orthese digitalisiert werden: ja nein

Bestell-/Maßformulare

Anmerkung:

Fertigungszeit: Standard Express⁽⁸⁾

Ort, Datum: _____ Unterschrift⁽⁹⁾ / Firmenstempel: _____

(1) medial + lateral; (2) Klettband im Silikon; (3) 20°: sehr weich; (4) 35°: weich; (5) 50°: fest; (6) 80°: sehr fest;

(8) max. 3 Werktage ab Posteingang bei Guenther Bionics / 5 Werktage bei Antihafbeschichtung / 25% Kosten-Zuschlag

(9) Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Guenther Bionics gelesen und akzeptiert.

(10) Zweifarbig und Anfertigung nach RAL-Angabe sind mit Mehrkosten verbunden.