

# UE - Orthetik - Bestellformular

SERVICEFERTIGUNG / SilPreg® TECHNOLOGIE

Milwaukee TF Shaft

## Informationen zur Bestellung

Firma: \_\_\_\_\_ Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Prothesentechnik

## Informationen zur Versorgung

Patientenkennung: \_\_\_\_\_

Anfertigung aus digitalisierten Daten:  nein  ja

Datum der digitalisierten Versorgung: \_\_\_\_\_

### Auswahl Orthesenart:

**1S070=3** Testorthese Fußorthese aus HTV Silikon

**1S071=1** ICP Badeschuh aus HTV Silikon

**1S070=1** Fußorthese aus HTV Silikon geschlossen

**1S072=1** Zehenkorrekturhülse aus Silikon

**1S070=2** Fußorthese aus HTV Silikon mit Verschuß

Prepregtechnik

## Ausführungsdetails / Orthese

### Verschuß:

Farbe:  haut  weiß  schwarz  blau  blau  rot  pink (neon)  grün (neon)  grün  gelb  orange  braun

Breite:  20mm  25mm  30mm  35mm  45mm  50mm (Position nach Anzeichnung)

**Ohne Angabe der Breite und Anzahl der Verschlüsse wird die Standardausführung angebracht.**

Silikontechnik

### Haptik Silikon:

Matt/Struktur  glänzend

### Farbe Orthese<sup>(10)</sup>:

grau  schwarz  blau  orange  haut  rot  gelb  grün  lila  pink  RAL-Angabe: \_\_\_\_\_

Verbrauchsmaterialien

### Ausführung:

#### Standard

Orthese mit Lasche

Klettverschuß

Umlenkschlaufe medial

Material der Orthese:

Shorehärte Orthese: 50°<sup>(5)</sup> in 2 mm

Verstärkung: (nach Anzeichnung) 65°<sup>(5)</sup> in 2 mm

#### Benutzerdefiniert

Orthese mit Lasche

Klettverschuß

zirkulär / elastischer Gurt

Umlenkschlaufe beidseitig<sup>(1)</sup>

Umlenkschlaufe lateral

Auflieger (Klett)<sup>(2)</sup>

medial  lateral

Material der Orthese:

Shorehärte Orthese:  
 20°<sup>(3)</sup>  35°<sup>(4)</sup>  50°<sup>(5)</sup> \_\_\_\_\_ mm

Verstärkung: (nach Anzeichnung)

65°<sup>(5)</sup>  80°<sup>(6)</sup> \_\_\_\_\_ mm  Prepreg Carbon  Dyneema

Servicefertigung

Antihafbeschichtung 1S06=1

Gelpolster nach Anzeichnung 1S06=3

Bestell-/Maßformulare

### Digitalisierung:

Soll die zu fertigende Orthese digitalisiert werden:  ja  nein

Anmerkung: \_\_\_\_\_

Fertigungszeit:  Standard  Express<sup>(8)</sup>

Ort, Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift<sup>(9)</sup> / Firmenstempel: \_\_\_\_\_

(1) medial + lateral; (2) Klettband im Silikon; (3) 20°: sehr weich; (4) 35°: weich; (5) 50°: fest; (6) 80°: sehr fest;

(8) max. 3 Werktage ab Posteingang bei Guenther Bionics / 5 Werktage bei Antihaf Beschichtung / 25% Kosten-Zuschlag

(9) Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung der Firma Guenther Bionics gelesen und akzeptiert.

(10) Zweifarbig und Anfertigung nach RAL-Angabe sind mit Mehrkosten verbunden.